

リーダー ハイドロ救急パッド

商品特長

- 1 透明度が高く、目立ちにくい。
- 2 やわらか素材で、自然なつけ心地。
- 3 優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にははがれにくく、しみにくい。

使用目的・効能または効果


傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

●低アレルギー性粘着剤使用

防水

防菌

ハイドロ救急パッドの仕組み



貼付後 (イメージ図)
白くふくらみます



貼付後しばらくすると、ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出る体液を吸収して白くふくらみます。ハイドロ救急パッドは、水やばい菌を防ぎ、キズの治癒に適した環境を整え、キズ口をやさしく保護します。

滅菌済

一般医療機器

パッドサイズ
80mm×100mm



30枚入

■商品名(規格)

LEハイドロ救急パッド医家用30枚入 80×100

ケース入数		J A N コード	
12		4955574823530	
	サイズ: 幅×奥行×高さ(mm)		重 量 (g)
単品	150×120×40		340
外箱	255×160×275		4,300

パッドサイズ
100mm×160mm



30枚入

■商品名(規格)

LEハイドロ救急パッド医家用30枚入 100×160

ケース入数		J A Nコード	
12		4955574823547	
	サイズ:幅×奥行×高さ(mm)		重 量(g)
単品	200×150×40		550
外箱	315×210×275		6,900