

リーダー ハイδρο救急バン



20枚入



貼ったら膨らんでキズをつつみこむ

Point.1 新ウレタンフィルム採用!!

Point.2 より薄くなってフィット感がアップ!!

Point.3 吸水率が従来品と比べ約22%アップ※1

ハイδρο救急バンの仕組み



貼付後しばらくすると、ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出る体液を吸収して白くふくらみます。ハイδρο救急バンは、水やばい菌を防ぎ、キズの治療に適した環境を整え、キズ口をやさしく保護します。

※1 社内規定に基づく実験による

60×80 mm mm ス



3枚入

80×100 mm mm ス



3枚入

一般医療機器 滅菌済・低アレルギー性粘着剤使用

防水・防菌

リーダー ハイδρο救急パッド

貼ったら膨らんでキズをつつみこむ

大きなキズをやさしく保護

Leader Hydro-Aid-Band

商品コード	商品名(規格)	希望小売価格(税別)	ケース入数	サイズ 幅×奥行×高さ	重量	JAN コード
782365	LEハイδρο救急バン Mサイズ 20枚入	オープン	60	単品	80 × 18 × 130mm	35g
				中箱	—	—
				外箱	400×250×145mm	2,500g
782351	LE ハイδρο救急パッド ワンタッチタイプNo.60 3枚入	オープン	10×10	単品	95 × 19 × 145mm	30g
				中箱	195 × 97 × 150mm	365g
				外箱	500×398×162mm	4,150g
782352	LE ハイδρο救急パッド ワンタッチタイプNo.80 3枚入	オープン	10×10	単品	115 × 19 × 165mm	45g
				中箱	195 × 117 × 170mm	530g
				外箱	600×398×182mm	5,800g